





REF Set-1642 





Präparationsset für CEREC® Veneers


- 879-012F-FG 


- 879-012C-FG 


- 878-012F-FG 


- 878-012C-FG 


- 859-014SF-FG 

- 837-012SF-FG 

- 379-023F-FG 

- P335 

- P3035 

- P30035 



Präparationsset für CEREC® Veneers nach Dr. Klaus Wiedhahn

In Zusammenarbeit mit Dr. Klaus Wiedhahn entwickeltes Set zur Präparation von CEREC® Veneers und zum abschließenden Finieren.

Die aufeinander abgestimmten Instrumente für die Veneerspräparation garantieren eine optimale Präparation und dadurch passgenauen Zahnersatz.

Die grobe Körnung der Präparationsdiamanten bietet eine schnelle, zeitsparende Reduktion der Zahnschubstanz.

Mit den feinen Instrumenten werden für eine genaue Erkennung durch die interorale Kamera notwendigen, optimalen Präparationsgrenzen geschaffen und die digitale Datenverarbeitung erleichtert. Das sichert eine spaltfreie Passung der Verblendschalen am natürlichen Zahn.

Preparation Set for CEREC® Veneers designed by Dr. Klaus Wiedhahn

Set for preparing CEREC® veneers and final finishing developed in collaboration with Dr. Klaus Wiedhahn.

The coordinated instruments for preparing veneers guarantee optimum preparation and consequently accurately fitting restorations.

The coarse grit size of the preparation diamonds produces rapid, time-saving reduction of the tooth structure.

The fine instruments create optimum preparation margins, which are required for accurate recording with an intraoral camera and facilitating digital data processing. This guarantees a gap-free fit of the veneer at the natural tooth.


Coffret pour la préparation de facettes CEREC® d'après le Dr Klaus Wiedhahn



Coffret élaboré en collaboration avec le Dr Klaus Wiedhahn pour la préparation de facettes CEREC® et pour leur finition.

Les différents instruments conçus pour la préparation de facettes permettent de réaliser une préparation optimale et, par conséquent, d'obtenir une prothèse parfaitement adaptée.


Les instruments diamantés à gros grains permettent de réaliser une réduction rapide des tissus dentaires en un temps record!

Des limites de préparation optimales sont réalisées grâce à ces instruments fins, ce qui permet à la caméra intra orale d'effectuer une reconnaissance précise; le traitement des données digitales est ainsi facilité. Cela assure une adaptation hermétique des facettes aux dents naturelles.



REF Set-1700 


CEREC® Kronen- und Brückenpräparations Set



Ein Instrumentenset für die perfekte CEREC® Kronen- und Brückenpräparation nach Dr. Klaus Wiedhahn

Von der Entfernung alter Kronen bis zur sicheren Freilegung der zervikalen Präparationsgrenzen mit dem Tissue Trimmer enthält die Zusammenstellung alle erforderlichen Instrumente zur Kronen-/Brückenpräparation.

Das Set enthält grobe und feine Präparationsinstrumente. Diese unterstützen die schnelle Präparation mittels CAD/CAM gefertigten Kronen und Brücken.

Die geringe Anzahl an Instrumenten vereinfacht den Ablauf der Präparation.

Die im Set integrierten CeraGlaze Polierer erzeugen ein Oberflächenprofil wie nach einem herkömmlichen Glanzbrand, ohne das Risiko einer negativen Veränderung der Restauration am Randschluss der Kronen und das Entstehen von Spätsprüngen einzugehen.

An instrument set for perfect CEREC® crown and bridge preparation designed by Dr Klaus Wiedhahn.

The set contains all the essential instruments for crown and bridge preparation, from removing old crowns to safe exposure of the cervical preparation margin using the tissue trimmer.

The set includes coarse and fine preparation instruments. These facilitate rapid preparation for crowns and bridges fabricated using CAD/CAM.

The low number of instruments simplifies the preparation sequence.

The CeraGlaze polishers in the set create the same surface texture as that produced following standard glaze firing, without any risk to the marginal seal of the restoration or delayed crack formation.

Un coffret d'instruments pour une préparation parfaite pour couronnes et bridges CEREC® selon le Dr Klaus Wiedhahn

De celui pour la dépose d'anciennes couronnes jusqu'au Tissue Trimmer pour le dégagement en toute sécurité des limites cervicales de la préparation l'assortiment contient tous les instruments nécessaires pour la préparation pour couronnes et bridges.

Le set contient des instruments de préparation à gros grain et à grain fin. Ils assurent une préparation rapide pour couronnes et bridges produits à l'aide des procédés CFAO.

Le petit nombre d'instruments proposés simplifie le déroulement de la préparation.

Les polissoirs CeraGlaze intégrés dans le set permettent d'obtenir un état de surface analogue à celui après une cuisson de glaçage usuelle sans le risque d'une modification indésirable de la restauration au niveau du joint cervical des couronnes ou encore l'apparition de fissurations ultimes.

ALL IN ONE

- 845KR-016UF-FG**

- 845KR-016C-FG**

- 845KR-025SF-FG**

- 845KR-025C-FG**

- 847KR-016F-FG**

- 847KR-016C-FG**

- 879K-016SF-FG**

- 879K-014SC-FG**

- P0053**

- 868A-018M-FG**

- 856-016SF-FG**

- 856-014SC-FG**

- 856-021SF-FG**

- 856-018SC-FG**

- 379-023SF-FGL**


- Z379-023C-FG**

- 801-018SF-FG**


- 801-016SC-FG**

- Z850-012TC-FG**


- 825-023M-FG**




Vollkeramische Inlays
All-porcelain inlays
Inlays à préparation céramo-céramique




Vollkeramische Kronen und Brücken
All-porcelain crowns and bridges
Couronnes et ponts à préparation céramo-céramique



Vollkeramische Onlays
All-porcelain onlays
Onlays à préparation céramo-céramique



Vollkeramische Veneers palatinal und okklusal
All-porcelain palatal and occlusal veneers
Veneers palatinal et occlusales
à préparation céramo-céramique



Vollkeramische Veneers labial
All-porcelain labial veneers
Veneers labials à préparation céramo-céramique

REF Set-1714 


ALL IN ONE vollkeramik-Set nach Piet Troost

ALL IN ONE Vollkeramik-Set nach Piet Troost

Mit diesem kompakten hochwertigen Set werden alle Präparationen von vollkeramischen Restaurationen möglich. Darin berücksichtigt sind die neuesten Präparationsregeln für die moderne adhäsive Zahnmedizin einschließlich der CAD/CAM-Technologie.

Die Auswahl der Instrumente ermöglicht die effektive und zeitsparende Präparation aller Anforderungen für die Vollkeramik, und dies bei minimalem Bohrerwechseln: von vollkeramischen Inlays, Onlays und Teilkronen bis hin zu Kronen und Brücken mit modifizierter Hohlkehle (CAD/CAM).

Zusätzlich zu den bekannten labialen Veneers (Keramikschalen) ermöglicht das ALL IN ONE Set auch die optimale Formgebung für palatale und okklusale Veneers sowie 360 Grad-Veneers.

Das ALL IN ONE Vollkeramik-Set bietet dem Zahnarzt mit seinem Team die umfassende Lösung für seine hochwertigen, metallfreien Restaurationen. Zeitsparend und effektiv ist er für alle vollkeramischen Herausforderungen gewappnet.

ALL IN ONE All-Porcelain Set designed by Piet Troost

With this compact, high quality set, every type of all-porcelain restoration preparation is possible. The most recent preparation requirements for modern adhesive dentistry, including CAD/CAM technology, have also been accounted for.

This selection of instruments facilitates effective and time saving preparation for all requirements of all-porcelain restorations, with minimal bur exchange: from all-porcelain inlays, onlays and partial crowns to crowns and bridges with a modified chamfer (CAD/CAM).

In addition to conventional labial veneers (porcelain veneers), the ALL IN ONE set is also shaped optimally for palatal, occlusal and 360° veneers.

The ALL IN ONE all-porcelain set provides the dentist and his team with a comprehensive solution for the production of high quality, metal-free restorations.

Time-saving and effective, this set is well equipped for every type of all-porcelain challenge.

Coffret ALL IN ONE pour la céramo-céramique selon Piet Troost

Avec ce set compact de haut niveau, toutes les préparations pour restaurations tout céramique sont réalisables. Il est tenu compte des dernières règles applicables à la dentisterie adhésive moderne, sans oublier la technologie CFAO.

Le choix des instruments permet d'effectuer une préparation efficace et économe en temps répondant à toutes les exigences propres à la céramo-céramique et cela avec très peu de changements d'instruments rotatifs. Et peu importe alors que ce soit pour des inlays, onlays et couronnes partielles tout céramique ou encore des couronnes et des bridges tout céramique à congé modifié (CFAO).

En plus des facettes vestibulaires bien connues (facettes en céramique), le coffret ALL IN ONE permet de réaliser également la forme optimale de préparation pour des facettes palatines ou occlusales ainsi que pour des facettes de 360°.

Le coffret ALL IN ONE pour la tout céramique offre au chirurgien-dentiste et à son équipe la solution pour des restaurations de grande qualité totalement sans métal. Capable de faire économiser du temps et parfaitement efficace, ce set se prête parfaitement bien à faire face à toutes les exigences de la tout céramique.



Axial Reduction Instruments by Dr Mark J. Caldwell

MADC Tiefenmarkierer nach Dr. Mark J. Caldwell, USA

Tiefenmarkierung für alle Bereiche der Kronen- und Brückentechnik.

Vollkeramischer und CAD/CAM gefertigter Zahnersatz stellen hohe Anforderungen an die zahnärztliche Präparation. Der Erfolg der Restauration wird maßgeblich durch die Einhaltung von Mindestwandstärken der Restauration erreicht (Teamwork 6/2007; Prof. Dr. Frankenberger et.al.).

Mit den „Caldwell“ (nach Dr. Mark J. Caldwell) Diamantinstrumenten können diese Vorgaben sicher und schnell erreicht werden. Vier Instrumente bieten die Möglichkeit einer Festlegung von Präparationstiefen mit 0,6 mm; 1,0 mm; 1,5 mm und 2,0 mm.

Die MADC Instrumente verfügen je nach Tiefe über eine Ringmarkierung. So sind sie auch im Bohrerstand einfach erkennbar.

Mit den Instrumenten können alle geforderten Präparationsaufgaben mit der zahntechnisch, physikalisch notwendigen Tiefe erreicht werden.

MADC Depth Markers by Dr Mark J. Caldwell, USA

Depth marking for all areas of crown and bridgework.

All-porcelain and CAD/CAM produced restorations place high demands on dental preparations. The success of a restoration depends to a high extent upon the compliance of the minimal wall thickness of the restoration (Teamwork 6/2007; Prof. Dr. Frankenberger et.al.).

With the „Caldwell“ (acc. to Dr Mark J. Caldwell) diamond instruments, these requirements can be safely and easily achieved.

With these four instruments it is possible to define the prepared margin at the depths of 0.6 mm; 1.0 mm; 1.5 mm and 2.0 mm. The MADC instruments have ring markings stating each individual depth. This way you can see the differences even when in the bur stand. With these instruments all preparations are possible, with any technically or physically required depth.







Instruments MADC servant à marquer la profondeur, selon le Dr Mark J Caldwell, U.S.A.


Marquage de la profondeur de préparation dans tous les secteurs de la technique des couronnes et des bridges.

Les éléments prothétiques tout céramique, ou ceux produits par CFAO, exigent un soin particulier en ce qui concerne la préparation clinique. La réussite d'une restauration dépend fortement du respect d'une épaisseur minimale des parois de la restauration (Teamwork 6/2007 ; Dr Frankenberger et.al.).

Avec les instruments diamantés „Caldwell“ (selon le Dr Mark J Caldwell), ces conditions peuvent être satisfaites de manière sûre et rapide. Quatre instruments permettent de déterminer des profondeurs de préparation de 0,6, 1,0, 1,5 et 2,0.

Les instruments MADC sont dotés, selon la profondeur, d'une marque circulaire correspondante. Ainsi, même en place dans le présentoir, ils sont parfaitement identifiables. Avec ces instruments, toutes les préparations à réaliser peuvent l'être avec la profondeur nécessaire du point de vue physico-technique.

MADC06 -009M-FG	2x	
MADC10 -009M-FG	2x	
MADC15 -009M-FG	2x	
MADC20 -009M-FG	2x	



EC-2009 Easy Chamfer

Optimale Hohlkehlpräparation - schnell - einfach - perfekt.

Durch die schleifmittelfreie Spitze wird die zervikale Randgestaltung erleichtert und es entsteht eine optimale Hohlkehle, die den Ansprüchen für vollkeramische Restaurationen entspricht.

Das, zur IDS 2007 neu eingeführte, erfolgreiche Instrument 879SE wird durch eine weitere Größe ergänzt.

Der Durchmesser in 015 vereinfacht und beschleunigt die zirkuläre Präparation von Prämolaren und Molaren.

Deshalb reduziert das größer gestaltete Instrument die Bearbeitungszeit bei der Präparation.

Ergänzt werden die beiden längeren Instrumente um die kürzere Torpedoform 878 mit den Durchmessern 012 und 015. Somit ist auch bei eingeschränkter Mundöffnung und im dorsalen Bereich der Molaren eine optimale Hohlkehlpräparation möglich.

■ 878SE-012C-FG 2x 

■ 878SE-012F-FG 2x 

■ 878SE-015C-FG 2x 

■ 878SE-015F-FG 2x 

■ 879SE-012C-FG 2x 

■ 879SE-012F-FG 2x 

■ 879SE-015C-FG 2x 

■ 879SE-015F-FG 2x 

Optimal deep chamfer preparations - fast - easy - perfect.

The abrasive-free tip facilitates contouring the cervical margin and produces an optimal deep chamfer, which meets the requirements for all-porcelain restorations.

There is now another size available of the successful 879SE instrument, which was introduced at the IDS 2007.

The additional diameter of 015 facilitates circumferential preparation of premolars and molars. The larger instrument reduces the time required for preparation.

The two longer instruments are complemented by the shorter torpedo shape 878 with diameters of 012 and 015.

This allows optimal deep chamfer preparation, even in the dorsal region of the molars and with restricted mouth opening.


Préparation de moulure concave optimale - rapide - facile - parfaite.


Grâce à l'extrémité non pourvue d'abrasif, l'aménagement du bord cervical est facilité et un congé arrondi optimal est obtenu répondant aux exigences qu'impose une restauration tout céramique.


L'instrument 879 SE nouvellement mis sur le marché à l'occasion de l'IDS 2007 et qui est un succès est proposé en une nouvelle taille supplémentaire.

Le diamètre de 015 simplifie et accélère la préparation périphérique de prémolaires et de molaires. Ainsi, cet instrument plus volumineux réduit le temps nécessaire à la préparation.

Les deux versions longues des instruments sont complétées par une forme torpille plus courte, 878, disponible avec des diamètres 012 et 015. Ainsi, une préparation optimale d'un congé arrondi est possible même lorsque l'ouverture buccale est réduite et aussi dans la région la plus postérieure.



REF Set-1643 

 REF Set-1644 


Prophylaxe Sets

Prophylaxe Set 1, Set-1643

Das komplette Set zur Reinigung und Politur von Zähnen, Amalgam- und Kompositefüllungen und edelmetallhaltigen Legierungen.

Die Snap-on Polierer werden zur Politur von Zähnen mit Polierpasten eingesetzt. Das wieder verwendbare Mandrel macht sie besonders wirtschaftlich.

In den blauen Prophylaxe-Polierern sind Abrasivstoffe integriert. Dadurch entfällt der Einsatz von Polierpasten. Bei besonders starken Belägen kann mit Polierpaste gearbeitet werden um den Poliereffekt zu verstärken.

Die Nylonbürstchen werden mit Polierpasten eingesetzt. Sie sind ideal für den okklusalen und interdentalen Einsatz geeignet.

Der NTI EpsiPol ist für alle edelmetallhaltigen und reduzierten Legierungen sowie Amalgame geeignet. Der braune Vorpolierer entfernt Kratzer, der grüne Polierer erzeugt einen perfekten Glanz.

Der gelbe Unique ist ein diamantierter Einstufen-Polierer für Kompositefüllungen. Die ausgesuchte Diamantkörnung erlaubt die Politur aller Komposite mit einem Polierer. Das reduziert Kosten und Zeitaufwand. Die neu entwickelte Silikonbindung mit elastischer Stabilität ermöglicht die Politur in allen Bereichen und verhindert die Beschädigung der Kompositoberfläche.

Prophylaxe Set 2, Set-1644

Das Prophylaxe Set 2 enthält die Instrumente, die ausschließlich für die Zahnreinigung benötigt werden.

Die Zusammenstellung aus Polierern mit Snap-on Mandrel, blauen Prophylaxe-Polierern und Nylonbürstchen erleichtert die Politur. Unterschiedliche Formen sichern den Einsatz an allen Zähnen.

Prophylaxis Set 1 Set-1643

A complete set for cleaning and polishing teeth, amalgam and composite fillings and precious metal alloys.

The snap-on polishers are used with polishing paste for polishing teeth. The reusable mandrel makes the polishers highly cost-effective.

Abrasive material is integrated in the blue prophylactic polishers. Polishing paste is not therefore required. With very stubborn deposits, polishing paste can be used to increase the polishing capacity.

The small nylon brushes are used with polishing paste. They are ideal for use in the occlusal area and interdental spaces.

The NTI EpsiPol is suitable for use on all precious and semi-precious metal alloys as well as amalgams. The brown prepolisher removes scratches and the green polisher produces a perfect lustre.


The yellow Unique polisher is a diamond-coated one-step polisher for composite fillings. The selected diamond grit allows all types of composite to be polished with a single polisher. This reduces costs and the time required for polishing.

The newly developed silicone binder, which combines flexibility with stability, can be used in all areas and prevents damage to the composite surface.

Prophylaxis Set 2 Set-1644

This prophylactic set is a complete set just for cleaning teeth.

This combination of snap-on polisher, blue prophylactic polisher and small nylon brush facilitates polishing. Different shapes allow use on any type of tooth.



Coffret Prophylaxie 1 Set-1643

Coffret complet pour le nettoyage et le polissage des dents, des amalgames, composites et alliages précieux.

Les polissoirs Snap-On sont prévus pour le polissage des dents avec la pâte à polir. Le mandrin réutilisable est vraiment économique.

Des particules abrasives sont incorporées dans les polissoirs Prophylaxie bleus. Ainsi, il est inutile d'utiliser une pâte à polir. Pour des obturations particulièrement dures, on peut utiliser la pâte à polir de manière à renforcer l'effet de lissage.

Utiliser les brochettes en nylon avec la pâte à polir. Elles sont idéales pour le polissage des faces occlusales et des espaces interdentaires.

Le NTI EpsiPol est utilisable sur tous les alliages précieux ou réduits ainsi que sur les amalgames. Le pré polissoir marron élimine les éraflures; le vert permet d'obtenir un brillant parfait.

Le polissoir jaune Unique est un polissoir diamanté à un niveau pour les obturations en composite. Le grain de diamant choisi permet de polir tous types de composites avec un seul polissoir. Cela réduit les coûts et le temps passé.


Avec sa stabilité élastique, le nouveau liant de silicone permet de polir tous les secteurs et évite d'endommager la surface des composites.

Coffret Prophylaxie 2 Set-1644


Le coffret prophylaxie est un coffret complet pour le nettoyage des dents

La présentation regroupée des polissoirs Snap-On, du polissoir bleu Prophylaxie et des brochettes en nylon facilite le polissage. Les différentes formes permettent de polir toutes les dents.

REF Set-1643





















REF Set-1644





Universal Composite Set

NAS11 2x		■ H246L-012-FG	
NAS12 2x		□ H246LUF-012-FG	
■ H15X-010-RA		T21RX-012-FG	
■ H15X-012-RA		830L-012M-FG	
■ H15X-014-RA		830L-014M-FG	
P20032		801-012M-FG	
P20035		837KR-012M-FG	
P20038		■ 837KR-012F-FG	
		■ 368-010F-FG	
		■ 833-021F-FG	

Universal Composite Set

Das Set-1672 enthält alle notwendigen Instrumente für das Entfernen von Karies und alten Füllungen, zur Kavitätenpräparation der Klassen I, II, III, IV und V, Konturieren, Finieren und Polieren von Kompositfüllungen.

Universal Composite Set


includes all necessary rotary instruments for Caries elimination, Removal of old fillings, Cavity preparation classes I, II, III, IV and V, Contouring, Finishing and Polishing of Composite fillings.

Universal Composite Set

comporte tous les instruments nécessaires pour l'élimination de carie et des obturations anciens, pour la préparation de cavités des classes I, II, III, IV et V, pour contourner, pour la finition et polissage des obturations composites.

Universal Composite Set • Universal Composite Set • Coffret universel composite

1 801-012M-FG • 830L-012M-FG,
830L-014M-FG



Entfernung von Karies. Eröffnung und Erweiterung der Kavitäten.

Removing decay dentine. Opening and widening the cavity.

Élimination de carie. Ouvrir et élargissement de cavités.

2 T21RX-012-FG



Der Hartmetall-Bohrer dient zur Entfernung alter Amalgam oder Kompositfüllungen.

Removing old amalgam or composite fillings with carbide burs.

La fraise en carbure de tungstène servi d'élimination d'obturations anciens d'amalgame ou composite.

3 837KR-012M-FG,
837KR-012F-FG



Kavitätenpräparation.

Preparing the cavity.

Préparation de cavités.

H1SX-010-RA
H1SX-012-RA
H1SX-014-RA




Glätten des Kavitätenbodens.

Smoothing the cavity floor.

Polissage du fonds de cavité.

4 NAS11, NAS12 368-010F-FG




Nach dem Aushärten der Kompositfüllungen erfolgt die Oberflächenbearbeitung und Konturierung.

After hardening the surface of the composite filling is trimmed and contoured.

Après la trempe d'obturation composite suivre le traitement de la surface et la contournation.

5 H246L-012-FG
H246L-012UF-FG 833-021F-FG



Hartmetall - Finierer zum Finieren der Oberflächen.

Finishing the surface with finishing carbide burs.

Fraise en carbure de tungstène pour la finition des surfaces.

Interdentale Formgebung und okklusale Gestaltung.

Interdental and occlusal shaping.

Façonnage interdentaire et occlusale.


6 P20032
P20035
P20038



Politur mit NTI Unique, diamantierter Einstufen-Polierer, bitte mit Wasserspray verwenden! Drehzahl 15.000 min⁻¹ abtragend polieren, Hochglanzpolitur bei 10.000 min⁻¹, mit leichtem Arbeitsdruck arbeiten.

Polishing with NTI Unique, diamond impregnated one stage polishers, for best results use with water! Abrasive polishing at a speed of 15,000 rpm; glaze polishing at 10,000 rpm; work with slight pressure.

Polissage avec NTI Unique, polissoir diamanté en une seule étape, utilisation avec spray d'eau! Vitesse de rotation 15.000 trs/min, polissage abrasif, polissage de brillant chez 10.000 trs/min, travailler avec une pression légère.



Endo-Access-Kit

180.15.090	
180.15.110	
180.15.130	
H1SX-016-RAL	
H1SX-018-RAL	
H1SX-021-RAL	
H1SX-023-RAL	
802L-013M-FG	
802L-016M-FG	
H23RX-014-FG 2x	
801L-023C-FG	
801L-029C-FG	
857-014C-FG	
857-016C-FG	
H152-009-FG 2x	



Endo-Access-Kit

Der Instrumentensatz vereinfacht die gezielte Vorbereitung der endodontischen Behandlung in jeder Situation.

Mit den Instrumenten kann sowohl die natürliche Krone als auch eine prothetische Krone bearbeitet werden. Unterschiedliche Größen der Instrumente erlauben den Einsatz bei allen Zahngrößen.

Instrumente mit nicht aktiv arbeitenden Spitzen verhindern die übermäßige Erweiterung von Wurzelkanälen und vermeiden Perforationen.

Die Gatesbohrer erleichtern die Überwindung der physiologischen Verengung.

Die Hartmetallinstrumente sind aus nur einem Stück gefertigt. Dadurch wird das Bruchrisiko reduziert und ein perfekter Rundlauf erzielt.

Die spezielle Verzahnung der H23RX-014-FG gewährt schnellen Abtrag und mindert den Aufwand bei einer großflächigen Bearbeitung von Metallkronen.

Endo Access Kit

Well-structured instrument set for quick, safe opening of the pulp chamber prior to endodontic treatment.

The instrument set facilitates precise preparation for endodontic treatment with any indication. The instruments can be used for preparing the natural tooth crown as well as prosthetic crowns. As the instruments are available in varying sizes, they can be used for any type of tooth.

Instruments with non-cutting ends prevent excessive expansion of root canals and avoid perforation.

Gates drills facilitate preparation in narrow physiological areas.

The tungsten carbide instruments are manufactured in one piece. This reduces the risk of fracture and ensures perfect concentricity.

The special cutting blades of the H23RX-014-FG produce rapid reduction so that preparation of large areas of metal crowns requires less time.

KIT ENDO Access

Coffret complet d'instruments pour l'ouverture rapide en toute sécurité de la chambre pulpaire avant le traitement endodontique.

La série d'instruments facilite la préparation du traitement pour chaque cas d'endodontie. Avec ces instruments, on peut travailler aussi bien sur les couronnes naturelles que sur les couronnes prothétiques.

Les différentes tailles d'instruments permettent de s'adapter à toutes les tailles de dents.

Les instruments à pointe pas active évitent l'élargissement excessif des canaux radiculaires ainsi que les perforations.

Les forets de Gates facilitent le franchissement de la construction radiculaire physiologique.


Les instruments en carbure de tungstène sont fabriqués en une seule pièce. Ainsi, le risque de fracture est réduit tout en obtenant une rotation parfaite.

La denture spéciale de la fraise H23RX-014-FG permet de travailler rapidement; l'effort est minoré lors du fraisage de couronnes métalliques de grandes dimensions.

Endo-Access-Kit • Endo-Access-Kit • Coffret d'accès en Endodontie

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

1 801L-023C-FG 801L-029C-FG
802L-013M-FG 802L-016M-FG



Eröffnen der physiologischen Krone
Accessing the physiological crown
Ouverture d'une couronne physiologique

2 801L-023C-FG, 801L-029C-FG



Eröffnen der Keramikverblendung einer Metallkeramik-Krone
Cutting through the porcelain layer of a metal-ceramic crown
Ouverture du recouvrement céramique d'une couronne céramo-métallique

3 H23RX-014-FG



Eröffnen des Metallgerüsts einer Metallkeramik-Krone
Cutting through the metal layer of a metal-ceramic crown
Ouverture d'une charpente métallique d'une couronne céramo-métallique

4 H23RX-014-FG




Eröffnen einer Metall-Krone
Cutting through a metal crown
Ouverture d'une couronne métallique

5 H23RX-014-FG




Entfernen einer Füllung
Removing a filling
Élimination d'une obturation

6 802L-013M-FG 802L-016M-FG



Eröffnen der Pulpakammer und Erweitern der Zugangsöffnung für die Wurzelbehandlung
Opening the pulp chamber and widening the access cavity for endodontic treatment
Louverture de la chambre pulpaire et élargissement d'une cavité d'accès pour le traitement radiculaire

7 857-014C-FG H152-009-FG
857-016C-FG



Erweitern der physiologischen Verengung
Widening the physiological constriction
Élargissement d'un rétrécissement physiologique

8 180.15.090, 180.15.110, 180.15.130




Erweiterung des Zugangs zum Wurzelkanal
Extending access to the root canal
Élargissement de l'accès au canal radiculaire

9 H1SX-016-RAL H1SX-018-RAL
H1SX-021-RAL H1SX-023-RAL




Glätten des Kavitätenbodens
Smoothing the cavity floor
Lissage du plancher de la cavité

REF Set-1536 



Composite Finishing Kit



Composite Finishing Kit

Das Sortiment eignet sich zum Finieren und anschließenden Polieren aller microgefüllten Composite. Für schnelle, glänzende Ergebnisse.


Composite Finishing Kit

This assortment is for finishing and polishing all microfilled composites. Produces a high lustre quickly.

Coffret pour la finition des composites

L'assortiment permet la finition et puis le polissage de tous les composites micro-chargés. Pour des résultats rapides et brillants.

REF Set-1657 



NTI Unique Set



NTI Unique Set

Die ausgesuchte Diamantkörnung erlaubt die Politur aller Composites mit einem Polierer, das reduziert Kosten und Zeitaufwand.

Die neu entwickelte Silikonbindung mit elastischer Stabilität ermöglicht die Politur in allen Bereichen, sie verhindert die Beschädigung der Compositeoberfläche.

Ständiges Freisetzen von Abrasivstoffen glättet die Oberfläche und erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.

NTI Unique Set

The selected diamond grit enables polishing of all types of composite using one polisher, this reduces costs and saves time.


The newly developed silicone bonder with elastic stability enables polishing in all areas and prevents damage to the composite surface. The continuous release of abrasive materials produces a smooth and high-lustre surface.




Coffret NTI Unique

La granulométrie de diamants bien sélectionnés permet le polissage de tous les composites avec un seul polissoir dont le résultat est une réduction des coûts du temps.

Le liant en silicone spécialement développé à stabilité élastique offre un polissage dans tous les domaines et évite un endommagement de la surface des composites.

Les cristaux de diamant dégagés en permanence produisent une surface hautement brillante.



REF Set-1729 


NTI DiaGloss Set



NTI DiaGloss Set

Erstklassiges Finieren und Polieren von Composites in zwei Stufen. Der rosa DiaGloss Vorpolyerier mit der feinen Körnung glättet die Oberfläche und entfernt die letzten Rauigkeiten.

Der weiße DiaGloss mit der superfeinen Körnung erzeugt den perfekten Hochglanz auf Composites. Zur Vorbereitung der Compositeoberfläche sind feine und superfeine Diamantinstrumente oder Hartmetall-Finierer zu empfehlen.

NTI DiaGloss Set


First class pre-polishing and high gloss polishing of composites in two steps. The pink DiaGloss pre-polisher with a fine diamond grit smooths the surface and removes last scratches.


The white DiaGloss with a superfine diamond grit provides a perfect high-gloss polish on composites. For preparation of composite surfaces we recommend fine and superfine diamond instruments or Finishing Tungsten Carbide.

Coffret NTI DiaGloss


Finition et polissage exceptionnels des composites en deux étapes. Le polissoir DiaGloss en rose pour le pré-polissage, avec le grain fin, lisse la surface et enlève les derniers points rugueux.

Le polissoir DiaGloss en blanc, avec le grain superfine, assure un glaçage à effet miroir sur les composites. Pour préparer la surface en composite, nous recommandons d'utiliser des instruments diamantés en grain fin et superfine ou des fraises de la finition en carbure de tungstène.

REF Set-1588 



NTI CeraGlaze



NTI CeraGlaze RA

Die seit Jahren im Labor bewährten diamantierten Polierer für Keramik, jetzt auch zur Bearbeitung und Politur im Mund.


NTI CeraGlaze RA

Porcelain diamond polishers, tried and tested for years in laboratory use, now also available for preparing and polishing intraorally.


NTI CeraGlaze CA

Les polissoirs diamantés CeraGlaze qui ont déjà montré leurs preuves de polissage et de glaçage des céramiques dans le laboratoire, sont disponibles maintenant en tige contre-angle pour le travail en bouche.

REF Set-1562 




Or-the-dens Kit



T21RX-012-FG 2x 

H375R-014-FG 

P0032 

P0033 

P0132 

P0133 

P1238 

Or-the-dens Kit


zur Entfernung von Bracketkleber nach Dr. Knut Thedens.

Or-the-dens Kit


Set for removal of bracket bonding resin designed by Dr Knut Thedens.

Or-the-dens Kit selon Dr Knut Thedens.

Le nouveau coffret de NTI-Kahla pour la dépose de brackets dans le cabinet moderne d'ODF.



REF Set-1526



Periodontset 1

- 831-012M-RAL

- 831-012F-RAL

- 831-012SF-RAL

- 831L-012M-RAXL

- 831L-012F-RAXL

- 831L-012SF-RAXL

- 832-014M-RAL

- 832-014F-RAL

- 832-014SF-RAL

- 832L-014M-RAXL

- 832L-014F-RAXL

- 832L-014SF-RAXL

Periodont Set 1

(Diamant Periodont Set)
Zwei unterschiedliche Formen in zwei unterschiedlichen Schaftlängen erlauben die individuelle Behandlung der Wurzeloberfläche.


Periodont Set 1

(Periodontal Diamond Set) Two different shapes with two different shank lengths for trimming root surfaces.

Coffret de parodontie 1

(Coffret de parodontie avec des instruments diamantés).
Deux formes différentes en deux longueurs de tige différentes permettent le traitement individualisé de la surface radiculaire.

REF Set-1540



Periodontset 2

Zusätzliche Formen zum Set - 1526

Additional shapes to Set - 1526

Des formes supplémentaires pour le Set - 1526

- H747-010-RAL

- H747L-010-RAXL

- H758-012-RA

- H758L-012-RAXL

Periodont Set 2

(Diamant- und Hartmetall-Instrumente Periodont Set)
Zwei unterschiedliche Formen in zwei unterschiedlichen Schaftlängen, jeweils in Hartmetall und Diamant, erlauben die individuelle Behandlung der Wurzeloberfläche.

Periodont Set 2



















(Periodontal Diamond and Tungsten Carbide Set)
Two different shapes with two different shank lengths, one each tungsten carbide and diamond, for trimming root surfaces.

Coffret de parodontie 2

(Coffret de parodontie, instruments diamantés et en carbure de tungstène) Deux formes différentes et deux longueurs de tige, en versions diamantée et en carbure, permettent le traitement individualisé de la surface radiculaire.



Z-Cut Diamond Instruments Zirconia

<input checked="" type="checkbox"/> K369-025F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K369-025SF-FG 	<input type="checkbox"/> K369-025UF-FG 
<input checked="" type="checkbox"/> K801L-014F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K801L-014SF-FG 	<input type="checkbox"/> K801L-014UF-FG 
<input checked="" type="checkbox"/> K856-016F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K856-016SF-FG 	<input type="checkbox"/> K856-016UF-FG 
<input checked="" type="checkbox"/> K859L-010F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K859L-010SF-FG 	<input type="checkbox"/> K859L-010UF-FG 
<input checked="" type="checkbox"/> K879-014F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K879-014SF-FG 	<input type="checkbox"/> K879-014UF-FG 
<input checked="" type="checkbox"/> K881-016F-FG 	<input checked="" type="checkbox"/> K881-016SF-FG 	<input type="checkbox"/> K881-016UF-FG 

Z-Cut Diamantinstrumente

Ideal zur Bearbeitung von Zirkonabutments sowie zur Trennung von Zirkonkronen geeignet.

Z-Cut diamond instruments


Ideal for the preparation of zirconia abutments and separation of zirconia crowns.

Instruments diamantés Z-Cut

Idéalement adaptés pour le travail des piliers en zircone ainsi que pour découper des couronnes en zircone.

REF Set-1667


Kiddies mit FG Schaft
 Kiddies with an FG shank
 Kiddies tige FG



Sets Kiddies

REF Set-1668

Kiddies mit FG & FGM Schaft
 Kiddies with an FG & FGM shank
 Kiddies tige FG & FGM



REF Set-1669

Kiddies mit FGM Schaft
 Kiddies with an FGM shank
 Kiddies tige FGM



Beschreibung zu Kiddies Instrumenten auf Seite 1.30

Description Sets Kiddies instruments on page 1.30

Description pour des instruments Kiddies page 1.30