

## Acrylic Grinder

Diese Instrumente bieten eine ausgezeichnete Standzeit. Das bedeutet eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Die supergrobe Körnung hat eine hohe Abtragleistung. Das reduziert die Ausarbeitungszeit.

Multifunktionelle Diamantschleifer zur raschen und gezielten Ausarbeitung von Prothesenkunststoffen und individuellen Abdrucklöffeln.

*These grinders offer outstanding longevity which gives unsurpassed economy and efficiency.*

*The supercoarse diamond grit allow fast bulk reduction which minimizes the working time.*

*Multifunctional diamond instruments for rapid, accurate preparation of denture acrylics and tray materials.*

*Ces instruments présentent une remarquable longévité. Ceci est le gage d'une excellente rentabilité.*

*Le grain supergros produit une puissante abrasion. Ceci diminue le temps de travail.*

*Fraises diamantées multifonctionnelles pour une élaboration rapide et ciblée des résines en prothèse et pour le traitement de porte-empreintes individuels.*



AG860-085SC-HP




AG894-065SC-HP

**AG369**   
(260)  
Knospe  
Pointed Football  
Football pointu



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	085
Länge-Length in mm - Longueur	13,0


Shank     
HP 806 104 260 544 ... **AG369 - ... SC - HP 085**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

**AG405**   
(269)  
Knospe, Stirn flach, Kante rund  
Pointed Football, KR Taper,  
Modified Shoulder  
Football, bout plat




Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	090
Länge-Length in mm - Longueur	18,0

Shank     
HP 806 104 269 544 ... **AG405 - ... SC - HP 090**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

**AG836**   
(110)  
Zylinder  
Cylinder  
Cylindre



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	060
Länge-Length in mm - Longueur	7,0

Shank     
HP 806 104 110 544 ... **AG836 - ... SC - HP 060**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

**AG860**   
(251)  
Flamme  
Flame  
Flamme






Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	085
Länge-Length in mm - Longueur	16,0


Shank     
HP 806 104 251 544 ... **AG860 - ... SC - HP 085**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

**AG893**   
(266)  
Knospe, rund, lang  
Long Round Pointed Football  
Football pointu, rond, long






Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	19,0

Shank     
HP 806 104 266 544 ... **AG893 - ... SC - HP 065**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

**AG894**   
(263)  
Knospe  
Pointed Football  
Football pointu



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	14,0

Shank     
HP 806 104 263 544 ... **AG894 - ... SC - HP 065**  
opt. 10.000 - 15.000 rpm

## Acrylic Grinder

### AG410



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	10,0

Shank 			1
HP	<b>AG410 - ... SC - HP</b>		<b>065</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm

### AG430



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	075
Länge-Length in mm - Longueur	15,0

Shank 			1
HP	<b>AG430 - ... SC - HP</b>		<b>075</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm

### AG450



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	055
Länge-Length in mm - Longueur	9,0



Shank 			1
HP	<b>AG450 - ... SC - HP</b>		<b>055</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm

### AG490



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	090	110
Länge-Length in mm - Longueur	18,0	20,0

Shank 			1
HP	806 104 490 544 ...	<b>806.104. ...</b>	<b>490.544.090</b> <b>490.544.110</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm

### AG420




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	16,0

Shank 			1
HP	<b>AG420 - ... SC - HP</b>		<b>065</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm


### AG440



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	055
Länge-Length in mm - Longueur	18,0

Shank 			1
HP	<b>AG440 - ... SC - HP</b>		<b>055</b>

⌚ opt. 10.000 - 15.000 rpm



Die runde Gestaltung der Ränder von individuellen Löffeln verhindert Verletzungen.  
*The peripheries of custom trays should be rounded to prevent injury.*

*L'adoucissement des bords des porte-empreses individuels permet d'éviter le risque de blessure.*



Bei der Abdrucknahme für Unterfütterungen sorgen die Acrylic Grinder für ausreichenden Platz.

*These acrylic trimmers create adequate space for taking impressions for relining.*

*Lors de la prise d'empreinte pour rebasage, les fraises Acrylic Grinder permettent de réaliser l'espace requis.*