

FT Diamantinstrumente • FT Diamond instruments • FT Instruments diamantés

Diamanten parallel
Parallel diamonds
Instruments diamantés parallèles

Schaft/Shank/Tige 1,6 mm

364
(137)



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	015	023
L mm	8,0	10,0	15,0
Winkel/Angle/Angle	0°	0°	0°

Shank	ISO	REF	3	
FG ø 1,6 mm 806 316 137 524 ...	364-... M- FGXL	010	015	023
FG ø 1,6 mm 806 316 137 514 ...	364-... F- FGXL	010	015	023
FG ø 1,6 mm 806 316 137 504 ...	364-... SF- FGXL	010	015	023
FG ø 1,6 mm 806 316 137 494 ...	364-... UF- FGXL	010	015	023

opt. 100.000 - 150.000 rpm

Diamanten konisch
Conical diamonds
Instruments diamantés coniques

356
(200)



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	026	033	023
L mm	13,0	13,0	13,0
Winkel/Angle/Angle	1°	1°	2°

Shank	ISO	REF	3	
FG ø 1,6 mm 806 316 200 524 ...	356-... M- FGXL	026	033	023
FG ø 1,6 mm 806 316 200 514 ...	356-... F- FGXL	026	033	023
FG ø 1,6 mm 806 316 200 504 ...	356-... SF- FGXL	026	033	023
FG ø 1,6 mm 806 316 200 494 ...	356-... UF- FGXL	026	033	023

opt. 100.000 - 150.000 rpm

Schaft/Shank/Tige 2,35 mm

364
(137)



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	015	023
Handstück kurz • Handpiece short • pièce à main courte L mm	8,0	10,0	15,0
Winkel/Angle/Angle	0°	0°	0°

Shank	ISO	REF	3	
HP ø 2,35 mm 806 103 137 524 ...	364-... M- HPK	010	015	023
HP ø 2,35 mm 806 103 137 514 ...	364-... F- HPK	010	015	023
HP ø 2,35 mm 806 103 137 504 ...	364-... SF- HPK	010	015	023
HP ø 2,35 mm 806 103 137 494 ...	364-... UF- HPK	010	015	023

opt. 5.000 - 10.000 rpm

356
(200)



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	026	033	023
Handstück kurz • Handpiece short • pièce à main courte L mm	13,0	13,0	13,0
Winkel/Angle/Angle	1°	1°	2°

Shank	ISO	REF	3	
HP ø 2,35 mm 806 103 200 524 ...	356-... M- HPK	026	033	023
HP ø 2,35 mm 806 103 200 514 ...	356-... F- HPK	026	033	023
HP ø 2,35 mm 806 103 200 504 ...	356-... SF- HPK	026	033	023
HP ø 2,35 mm 806 103 200 494 ...	356-... UF- HPK	026	033	023

opt. 5.000 - 10.000 rpm

Polierer für den KR Tisch • Polishers for the KR table • Polissoirs pour la table KR

CeraGlaze FT für Keramik, NE und Titan
CeraGlaze FT for ceramics, non-precious alloys and titanium
CeraGlaze FT pour la céramique, des alliages non-précieux et le titane

Schaft/Shank/Tige 2,35 mm

CeraGlaze FT



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	060	060	060
Handstück kurz • Handpiece short • pièce à main courte L mm	18,0	18,0	18,0

Shank	ISO	REF	1
HP ø 2,35 mm 802 103 114 513 ...	PR344KR-HPK		
HP ø 2,35 mm 802 103 114 523 ...	PR3044KR-HPK		
HP ø 2,35 mm 802 103 114 533 ...	PR30044KR-HPK		

opt. grün / green / verte 10.000 rpm • blau / blue / bleue 7.500 rpm • gelb / yellow / jaune 5.000 rpm

GalacticGold FT für edelmetallhaltige Legierungen
GalacticGold FT for precious alloys
GalacticGold FT pour des alliages précieux

GalacticGold FT



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	060	060	060
Handstück kurz • Handpiece short • pièce à main courte L mm	18,0	18,0	18,0

Shank	ISO	REF	12
HP ø 2,35 mm 658 103 114 522 ...	P1802KR-HPK		
HP ø 2,35 mm 658 103 114 511 ...	P1812KR-HPK		
HP ø 2,35 mm 658 103 114 502 ...	P1822KR-HPK		

opt. grün / green / verte 10.000 rpm • gelb / yellow / jaune 8.000 rpm • rosa / pink / rose 5.000 rpm

Hinweis: Das Abrichten der Polierer kann mit dem KR Tisch erfolgen.

Note: The polishers can be dressed on the KR table.

Indication: Les polissoirs sont ajustés sur table KR.

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 11.16) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.16) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.16)