

Frästechnik/Milling Technique / Technique du fraisage 2,35 mm/3 mm

Kanonenbohrer • Tube Bur • Mèche demi-ronde

HF210FT (107)




Größe/Size/Taille \varnothing 1/10 mm	007	010	012
Länge-Length in mm - Longueur	7,5	9,0	12,0

 Shank   

HP \varnothing 2,35 mm 500 103 107 382... HF210FT-...	007	010	012
HP \varnothing 3,00 mm 500 123 107 382... HF210FT-123-...	007	010	012

Körnerbohrer • Bur for Spot on Precision Cutting • Foret amorçoir

HF370FT (153)




Größe/Size/Taille \varnothing 1/10 mm	009	010	012
Länge-Length in mm - Longueur	-	-	-

 Shank   

HP \varnothing 2,35 mm 500 103 153 001... HF370FT-...	009	010	012
--	------------	------------	------------

Spiralbohrer • Twist Burs • Foret hélicoïdal

HF206FT (423)



Größe/Size/Taille \varnothing 1/10 mm	007	008	009	010	012
Länge-Length in mm - Longueur	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0


 Shank   

HP \varnothing 2,35 mm 500 103 423 364 ... HF206FT-...	007	008	009	010	012
HP \varnothing 3,00 mm 500 123 423 364 ... HF206FT-123-...	007	008	009	010	012



Rillenfräser • Grooving Cutter • Fraise à rainurer

HF021FT (538)



Größe/Size/Taille \varnothing 1/10 mm	007	010	012	015
Handstück kurz • Handpiece short • pièce à main courte L mm	7,0	8,0	8,0	8,0

 Shank   

HP \varnothing 2,35 mm 500 103 538 175... HF021FT-...	007	010	012	015
--	------------	------------	------------	------------



Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltafel - Seite 11.16) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.16) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.16)