


Chirurgische Instrumente • Surgery Instruments • Fraises chirurgicales

Stahlinstrumente rostfrei = RF • Stainless Steel instruments • Instrument en acier inox





Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire


RF161 (408) Lindemann

Knochenfräser
 Bone Cutter
 Fraise à os



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	9,0

Shank 		
HP 330 104 408 295...	RF161 - ... -HP	016
 opt. 1.500 rpm		



RF162

RF162 (408) Lindemann

Knochenfräser
 Bone Cutter
 Fraise à os




Größe/Size/taile ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	9,0

Shank 		
FGXL 330 316 408 297...	RF162 - ... -FGXL	016
 opt. 30.000 rpm		

RF163 (406) Lindemann

Knochenfräser
 Bone Cutter
 Fraise à os



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	5,0

Shank 		
HP 330 104 406 297...	RF163 - ... -HP	014
 opt. 1.500 rpm		

FG-Schaft für den Einsatz im roten Winkelstück oder der chirurgischen Turbine. / FG shank for use in the red contra-angle or surgical turbine.
 Tige en FG: pour l'utilisation sur contre-angle rapide (bague rouge) ou sur turbine.