


ABACUS® Diamantinstrumente • ABACUS® Diamond Instruments • Instruments diamantés ABACUS®

Z368 (257)

Knospe
Pointed Football
Football pointu



Z368-020F-FG

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	023
Länge-Length in mm - longueur	5,5	5,0

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 257 534...	Z368- ... C- FG	020 023
FG	■ Z806 314 257 524...	Z368- ... M- FG	020
FG	■ Z806 314 257 514...	Z368- ... F- FG	020

Z379 (277)

Eiform
Football
Football (Ovoïde)




Größe/Size/taille ø 1/10 mm		023
Länge-Length in mm - longueur		4,2

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 277 534...	Z379- ... C- FG	023
FG	■ Z806 314 277 514...	Z379- ... F- FG	023

Z801 (001)

Rund
Round
Ronde



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	021	023
Länge-Length in mm - longueur	-	-	-

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 001 534...	Z801- ... C- FG	014 021 023
FG	■ Z806 314 001 524...	Z801- ... M- FG	014 021
FG	■ Z806 314 001 514...	Z801- ... F- FG	014 021

Z811 (038)

Doppelkegel
Barrel
Tonneau




Größe/Size/taille ø 1/10 mm		033
Länge-Length in mm - longueur		4,2

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 038 534...	Z811- ... C- FG	033

Z830L (239)

Birne, lang
Long Pear
Poire longue



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	4,0	5,0	5,0

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 239 534...	Z830L- ... C- FG	012 014 016
FG	■ Z806 314 239 524...	Z830L- ... M- FG	012 014 016
FG	■ Z806 314 239 514...	Z830L- ... F- FG	012

Z835KR (156)

Zylinder Kante rund
KR Cylinder, Modified Shoulder
Cylindre, bout rond




Größe/Size/taille ø 1/10 mm		012
Länge-Length in mm - longueur		4,5

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 156 534...	Z835KR- ... C- FG	012
FG	■ Z806 314 156 524...	Z835KR- ... M- FG	012

Z837KR (158)

Zylinder, Kante rund
KR Cylinder, Modified Shoulder
Cylindre, bout rond




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	8,3

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 158 534 ...	Z837KR- ... C- FG	014
FG	■ Z806 314 158 524 ...	Z837KR- ... M- FG	014

Z845KR (544)

Konus, Kante rund
KR Taper, Modified Shoulder
Cône, bout arrondi




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	4,0

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 544 524...	Z845KR- ... M- FG	016

Z846KR (545)

Konus, Kante rund
KR Taper, Modified Shoulder
Cône, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	6,0

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 545 524...	Z846KR- ... M- FG	016

Z847 (172)

Konus, flach
Flat End Taper
Cône, bout plat




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0

Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 172 534...	Z847- ... C- FG	014 016

■ ... C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Grain gros	175 µm	ISO No. 534
■ ... M	Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Mittel/Medium/Grain moyen	125 µm	ISO No. 524
■ ... F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Grain fin	45 µm	ISO No. 514

ABACUS® Diamantinstrumente • ABACUS® Diamond Instruments • Instruments diamantés ABACUS®
Z847KR (546)

 Konus, Kante rund
 KR Taper, Modified Shoulder
 Cône, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank ISO REF	5	
FG ■ Z806 314 546 534...	Z847KR- ... C-FG	016 018

Z848 (173)

 Konus, flach
 Flat End Taper
 Cône, bout plat


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0
Shank ISO REF	5
FG ■ Z806 314 173 534...	Z848- ... C-FG
	018

Z850 (199)

 Konus, rund
 Round End Taper
 Cône, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0
Shank ISO REF	5		
FG ■ Z806 314 199 534...	Z850- ... C-FG	012 014 016	
FG ■ Z806 314 199 524...	Z850- ... M-FG	012 014	
FG ■ Z806 314 199 514...	Z850- ... F-FG	012	

Z855 (197)

 Konus, rund
 Round End Taper
 Cône, bout arrondi


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	7,0
Shank ISO REF	5
FG ■ Z806 314 197 534...	Z855- ... C-FG
	025

Z856 (198)

 Konus, rund
 Round End Taper
 Cône, bout arrondi


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016	018	021
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0
Shank ISO REF	5			
FG ■ Z806 314 198 534...	Z856- ... C-FG	014 016 018 021		

Z856L (201)

 Konus, rund, lang
 Long Round End Taper
 Cône rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - longueur	9,0
Shank ISO REF	5
FG ■ Z806 314 201 534...	Z856L- ... C-FG
	018

Z858 (165)

 Konus, spitz
 Needle
 Cône pointu


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0
Shank ISO REF	5
FG ■ Z806 314 165 534...	Z858- ... C-FG
	014

Z862 (249)

 Flamme
 Flame
 Flamme


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0
Shank ISO REF	5
FG ■ Z806 314 249 534...	Z862- ... C-FG
	014

Z863 (250)

 Flamme
 Flame
 Flamme


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0
Shank ISO REF	5	
FG ■ Z806 314 250 534...	Z863- ... C-FG	012 016
FG ■ Z806 314 250 524...	Z863- ... M-FG	012 016
FG ■ Z806 314 250 514...	Z863- ... F-FG	012 016

Z877K (297)


 Torpedo, konisch
 Curettage
 Torpille conique, Curettage


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	016
Länge-Length in mm - longueur	6,0	6,0
Shank ISO REF	5	
FG ■ Z806 314 297 534...	Z877K- ... C-FG	012 016
FG ■ Z806 314 297 514...	Z877K- ... F-FG	016

■ ... C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Grain gros	175 µm	ISO No. 534
■ ... M	Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Mittel/Medium/Grain moyen	125 µm	ISO No. 524
■ ... F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Grain fin	45 µm	ISO No. 514


ABACUS® Diamantinstrumente ABACUS® Diamonds Instruments diamantés ABACUS®

**Z878
(289)**
Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0
Shank	ISO	REF	5
FG	■ Z806 314 289 534... Z878- ... C- FG	012	014
FG	■ Z806 314 289 524... Z878- ... M- FG	010	012 014
FG	■ Z806 314 289 514... Z878- ... F- FG	012	014

**Z878K
(298)**
Torpedo, konisch
Curettage
Torpille conique, Curettage




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016	018	020	022
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Shank	ISO	REF	5		
FG	■ Z806 314 298 534... Z878K- ... C- FG	014	016	018	020 022
FG	■ Z806 314 298 524... Z878K- ... M- FG	014	016		
FG	■ Z806 314 298 514... Z878K- ... F- FG	014	016		022

**Z879
(290)**
Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	
Länge-Length in mm - longueur	10,0	
Shank	ISO	
REF	5	
FG	■ Z806 314 290 534... Z879- ... C- FG	014
FG	■ Z806 314 290 524... Z879- ... M- FG	014
FG	■ Z806 314 290 514... Z879- ... F- FG	014

**Z879K
(299)**
Torpedo, konisch
Curettage
Torpille conique, Curettage



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0	10,0
Shank	ISO	REF	5	
FG	■ Z806 314 299 534... Z879K- ... C- FG	012	014	016 018
FG	■ Z806 314 299 524... Z879K- ... M- FG	012	014	016
FG	■ Z806 314 299 514... Z879K- ... F- FG	012	014	016

**Z880
(140)**
Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	
Länge-Length in mm - longueur	6,0	
Shank	ISO	
REF	5	
FG	■ Z806 314 140 534... Z880- ... C- FG	012
FG	■ Z806 314 140 524... Z880- ... M- FG	012

**Z881
(141)**
Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank	ISO	REF
REF	5	
FG	■ Z806 314 141 534... Z881- ... C- FG	014 016
FG	■ Z806 314 141 524... Z881- ... M- FG	014
FG	■ Z806 314 141 514... Z881- ... F- FG	014

**Z909
(068)**
Reifen
Donut
Roue



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040	
Länge-Length in mm - longueur	1,6	
Shank	ISO	
REF	5	
FG	■ Z806 314 068 534... Z909- ... C- FG	040

■ ... C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Grain gros	175 µm	ISO No. 534
■ ... M	Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Mittel/Medium/Grain moyen	125 µm	ISO No. 524
■ ... F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Grain fin	45 µm	ISO No. 514

ABACUS® TURBO Diamantinstrumente

ABACUS® TURBO Diamond Instruments

ABACUS® TURBO Instruments diamantés

Die Kombination aus diamantierter Spirale und UniMatrix®-Diamantierung erzeugt ein glatteres Schliffbild als ein Standard Diamantinstrument mit identischer Körnung. Die Oberfläche der groben Körnung erzeugt ein Schliffbild wie ein Diamantinstrument mit mittlerer Körnung. So kann direkt anschließend ein Instrument mit feiner Körnung zum Finieren der Präparation verwendet werden.

The combination of a diamond-coated spiral with UniMatrix® diamond-coating gives a smoother ground surface than standard diamond instruments with an identical grit size. The coarse grit surface produces a ground surface appearance similar to grinding with a medium grit size diamond instrument. Therefore it is possible to use a fine grit sized instrument directly afterwards for finishing the preparation.

La combinaison de la spirale diamantée et de la diamantation UniMatrix® permet d'obtenir une surface fraisée lisse par rapport à celle obtenue avec des instruments diamantés standards de grain identique.

La surface fraisée avec une fraise à gros grains est identique à celle obtenue avec un instrument diamanté à grains moyens. Ainsi, il est possible d'utiliser aussitôt après un instrument à grains fins pour la finition de la préparation.

Z830L (239)

Birne, lang
Long Pear
Poire longue



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	4,0

Shank
FG TZ806 314 239 534... **Z830L- ...TC-FG 012**



Z850 (199)

Konus, rund
Round End Taper
Cone, bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank
FG TZ806 314 199 534... **Z850- ...TC-FG 016**

Z863 (250)

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank
FG TZ806 314 250 534... **Z863- ...TC-FG 016**



Z879 (290)

Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank
FG TZ806 314 290 534... **Z879- ...TC-FG 014**

	... C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Grain gros	175 µm	ISO No. 534
	... M	Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Mittel/Medium/Grain moyen	125 µm	ISO No. 524
	... F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Grain fin	45 µm	ISO No. 514