

Anwendungshinweise für rotierende Diamantinstrumente User information for rotary dental instruments Information d'application pour des instruments dentaires rotatifs



Umgekehrter Kegel

- * Kavitätenpräparation
- * Unterschnittene Retentionen
- * Amalgamentfernung
- 805 008 bis 027
- 807 010 bis 023

Inverted Cone

- * Cavity preparation
- * Retention under cuts
- * Amalgam removal
- 805 008 to 027
- 807 010 to 023

Cone Inverse

- * Préparation de cavités
- * Tailles en rainure formant rétention
- * Élimination d'amalgame
- 805 008 jusqu'à 027
- 807 010 jusqu'à 023



Umgekehrter Kegel

- * Amalgamentfernung
- 806 008 bis 023

Inverted Cone

- * Amalgam removal
- 806 008 to 023

Eliminateur d'Amalgame

- * Préparation de cavités
- 806 008 jusqu'à 023



Rund

- * Kavitätenpräparation
- * Kariesentfernung
- * Chirurgie (HP)
- 801 007 bis 042

Round

- * Cavity preparation
- * Removal of carious lesions
- * Oral surgery (HP - Larger Size)
- 801 007 to 042

Rond

- * Préparation de cavités
- * Élimination de carie
- * Chirurgie (PM)
- 801 007 jusqu'à 042



Reifen

- * Okklusalabtragen und Formgebung
- 909 027 bis 040

Donut

- * Occlusal substance reduction and contouring
- 909 027 to 040

Roue

- * Enlèvement de la surface d'occlusion et modelage
- 909 027 jusqu'à 040



Doppelkegel

- * Grobe Abtragung der Okklusalfäche
- 811 033 bis 047

Barrel

- * Bulk reduction of occlusal surface
- 811 033 to 047

Double Cone

- * Ablation grossière de la surface d'occlusion
- 811 033 jusqu'à 047



Konus lang

- * Schulterpräparation
- * Vollporzellankronen
- 848L 012 bis 021

Long Flat End Taper

- * Shoulder preparation
- * All Ceramic crowns
- 848L 012 to 021

Cone Plan

- * Épaulement
- * Couronnes de porcelaine entière
- 848L 012 jusqu'à 021



Zylinder, rund

- * Erweitern und Präparation der Endform
- * Finieren
- * Inlay Präparation
- 838 008 bis 014

Round End Cylinder

- * Enlargement and preparation of finel contour
- * Finishing

- * Inlay preparation
- 838 008 to 014

Cylindre Rond

- * Dilatation et préparation de la forme finele
- * Finissage
- * Préparation des Inlays
- 838 008 jusqu'à -014



Palatinal

- * Abrunden der palatinalen Kanten
- 899 021 bis 031

Palatinal

- * Rounding of palatinal edges
- 899 021 to 031

Palatinal

- * Adoucissement des arêtes
- 899 021 jusqu'à 031



Konus

- * Kronenstumpfpräparation
- * Präparation im Approximalbereich
- 847 010 bis 023

Flat End Taper

- * Crown core preparation
- * Preparation of proximal area
- 847 010 to 023

Cone

- * Préparation des dents pour pose de couronnes
- * Préparation de la surface proximale
- 847 010 jusqu'à 023



Zylinder, Kante rund

- * Abtragen der Schneidekante
- * Erweiterung und Präparation der Endform
- * Finieren

- * Abschneiden der Schneidekante
- * Umfang- und Stufenpräparation
- * Abtragen der Okklusalfäche
- * Schulterpräparation
- 835KR 008 bis 018
- 836KR 008 bis 018
- 837KR 010 bis 018

KR Cylinder, Modified Shoulder

- * Reduction of incisal edge
- * Extension and preparation of finel contour
- * Finishing
- * Cutting of incisal edge
- * Circumferential preparation
- * Reduction of occlusal surface
- * Shoulder preparation
- 835KR 008 to 018
- 836KR 008 to 018
- 837KR 010 to 018

Cylindre Arete arrondie

- * Enlèvement de l'arête coupante
- * Dilatation et préparation de la forme finele
- * Finissage
- * Tranchage de l'arête coupante
- * préparation périphérique et épaulement
- * Enlèvement de la surface d'occlusion
- * Épaulement
- 835KR 008 jusqu'à 018
- 837KR 008 jusqu'à 018
- 836KR 008 jusqu'à 018

Anwendungshinweise für rotierende Diamantinstrumente

User information for rotary dental instruments

Information d'application pour des instruments dentaires rotatifs


Birne

- * Kavitätenpräparation
- * Zahnhalspräparation
- * Finieren
- * Eröffnen und Erweitern
- 830 008 bis 021

Pear

- * Cavity preparation
- * Cervical preparation
- * Finishing
- * Opening and extension
- 830 008 to 021

Poire

- * Préparation de cavités
- * Préparation du collet
- * Finissage
- * Ouverture et dilatation
- 830 008 jusqu'à 021


Flamme

- * Präparation palatinaler und lingualer Flächen
- * Abrunden der Kanten
- 860 010 bis 016
- 862 009 bis 021

Flame

- * Preparation of palatal and lingual areas
- * rounding of edges
- 860 010 to 016
- 862 009 to 021

Flamme

- * Préparation de surfaces palatines et linguales
- * Adoucissement des arêtes
- 860 010 jusqu'à 016
- 862 009 jusqu'à 021


Torpedo, konisch

- * Schulterpräparation für Keramik kronen
- 878K 014 bis 023

Curettage

- * Shoulder preparation for ceramic crowns
- 878K 014 to 023

Obus Conique

- * Enlèvement de la surface d'occlusion
- 878K 014 jusqu'à 023


Birne, lang

- * Kavitätenpräparation
- * Eröffnen und Erweitern
- 830L 012 bis 025

Long Pear

- * Cavity preparation
- * Opening and extension
- 830L 012 to 025

Poire longue

- * Préparation de cavités
- * Ouverture et dilatation
- 830L 012 jusqu'à 025


Eiform

- * Formen und Finieren
- * Formangleichung
- * Okklusale und linguale Formengebung
- 379 012 bis 029

Football

- * Contouring and finishing
- * Contour adaptation
- * Occlusal and lingual contouring
- 379 012 to 029

Football

- * Façonnage et finissagen
- * Façonnage des surfaces d'occlusion et linguale
- 379 012 jusqu'à 029


Okklusale Konturierung

- * Formen und Finieren von Okklusalfächen
- 833 018 bis 031

Occlusal Contouring

- * Occlusal contouring and finishing
- 833 018 to 031

Contour occlusal

- * Façonnage et finissage
- 833 018 jusqu'à -031


Knospe

- * Kavitätenpräparation
- * Unterschnittene Retentionen
- * Amalgamentfernung
- 368 010 bis 023
- 369 025

Pointed Football

- * Cavity preparation
- * Retention under cuts
- * Amalgam removal
- 368 010 to 023
- 369 025

Bouton

- * Préparation de cavités
- * Tailles en rainure Formant rétention
- * Élimination d'amalgame
- 368 010 jusqu'à 023
- 369 025


Torpedo

- * Kronenstumpfpräparation
- * Abtragen der Scheidekante
- * Umfang- und Hohlkehlenpräparation
- 879L 012 bis 014

Beveled Cylinder

- * crown core preparation
- * removal of incisal edge
- * circumferential and chamfer preparations
- 879L 012 to 014

Obus Cylindrique

- * Préparation des dents pour pose de couronnes
- * Ablation de l'arête coupante
- * Préparation périphérique et de chanfreim
- 879L 012 jusqu'à 014


Reducer

- * Massiver Materialabtrag
- * Zahnschubstanzabtrag
- 6052 018 bis 6056 018

Reducer

- * For bulk reduction
- * Fast reduction of enamel
- 6052 018 to 6056 018

Reducteur

- * Applanissement de matériel massivement
- * Applanissement de la substance dentaire
- 6052 018 jusqu'à 6056 018