

CrossSpeed Diamond

DR847 (172)

Konus, flach
Flat End Taper
Cone à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0

Shank ISO REF
 FG DR806 314 172 524... **DR847 - ... M-FG 018**

DR878 (289)

Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0

Shank ISO REF
 FG DR806 314 289 524... **DR878 - ... M-FG 012 014**

DR879 (290)

Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0

Shank ISO REF
 FG DR806 314 290 524... **DR879 - ... M-FG 012 014 016**

PlainSpeed Diamond

R mit rechtslaufender Spirale • R right-hand spiral • R avec spirale à droite

R837 (110)

Zylinder
Flat End Cylinder
Cylindre à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank ISO REF
 FG R806 314 110 524... **R837 - ... M-FG 014**

R842 (112)

Zylinder
Flat End Cylinder
Cylindre à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank ISO REF
 FG R806 314 112 524... **R842 - ... M-FG 018**

R847 (171)

Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank ISO REF
 FG R806 314 171 524... **R847 - ... M-FG 016**

R848 (173)

Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018	025
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0

Shank ISO REF
 FG R806 314 173 524... **R848 - ... M-FG 018 025**

PlainSpeed Diamond

RL mit linkslaufender Spirale • RL left-hand spiral • RL avec spirale à gauche

RL847 (171)

Konus, flach
Flat End Taper
Cone à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank ISO REF
 FG RL806 314 171 524... **RL847 - ... M-FG 016**

RL848 (173)

Konus, flach
Flat End Taper
Cone à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018	025
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0

Shank ISO REF
 FG RL806 314 173 524... **RL848 - ... M-FG 018 025**


Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 11.11) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.11) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.11)

M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	■ F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
■ SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergras	181 µm	ISO 544	■ SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
■ C Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	<input type="checkbox"/> UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494

TURBO - Diamantinstrumente FG

TURBO FG Diamond Instruments

Instruments diamantés TURBO en FG



Geringere Wärmeentwicklung, daher verminderte Gefahr der Pulpaverletzung

Low generation of heat which minimizes the risk of pulp damage

Faible échauffement, réduction des risques de lésion de la pulpe par échauffement

Sauberer Schliff, keine Rillen

Clean and smooth finish

Laisse une surface lisse et sans rainures

Optimaler Abtransport des Schleifgutes

Optimum transportation of tooth substance materials

Évacuation continue des résidus fraisés et bonne irrigation

Bestens geeignet zum Entfernen von Amalgam, Composit etc.

Most suitable for removal of amalgams, composites, etc.

Indiquée pour dépôt d'amalgames et composites

Selbstreinigend, dadurch höhere Standzeit

High longevity due to its self-cleaning action

Autonettoyant et longévité accrue



TURBO Diamantinstrumente • TURBO Diamond Instruments Instruments diamantés TURBO

**379
 (277)**


 Eiform
 Football
 Football (Ovoïde)


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	023
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	4,5
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 277 544... **379- ... TSC-FG 023**
**811
 (038)**


 Doppel Kegel
 Barrel
 Tonneau



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	033
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	4,2
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 038 534... **811- ... TC- FG 033**

 FG ■ T806 314 038 544... **811- ... TSC-FG 033**
**822
 (237)**


 Birne
 Pear
 Poire



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	3,0
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 237 544... **822- ... TSC- FG 012**
**830L
 (239)**


 Birne, lang
 Long Pear
 Poire longue


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016	018
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Länge-Length in mm - longueur	4,0	5,0	5,0	5,0
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 239 534... **830L- ... TC- FG 012 014 016**

 FG ■ T806 314 239 544... **830L- ... TSC-FG 012 014 016 018**
**836
 (110)**


 Zylinder
 Flat End Cylinder
 Cylindre à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	6,0
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 110 544... **836- ... TSC- FG 012**
**837
 (111)**


 Zylinder
 Flat End Cylinder
 Cylindre à bout plat


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
-----------------------------	-----	-----	-----


Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0
-------------------------------	-----	-----	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 111 534... **837- ... TC- FG 012 014**

 FG ■ T806 314 111 544... **837- ... TSC- FG 012 014 016**
**837KR
 (158)**


 Zylinder, Kante rund
 KR Cylinder, Modified Shoulder
 Cylindre à bout rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016
-----------------------------	-----	-----

Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
-------------------------------	-----	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 158 544... **837KR-...TSC-FG 014 016**
**842
 (113)**


 Zylinder
 Flat End Cylinder
 Cylindre


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	018
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	12,0
-------------------------------	------

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 113 534... **842- ... TC- FG 018**
**846
 (171)**


 Konus
 Flat End Taper
 Cône à bout plat



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	6,0
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 171 544... **846- ... TSC- FG 016**
**846KR
 (545)**


 Konus, Kante rund
 KR Taper, Modified Shoulder
 Bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
-----------------------------	-----

Länge-Length in mm - longueur	6,0
-------------------------------	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 545 544... **846KR- ... TSC-FG 016**
**847
 (172)**


 Konus
 Flat End Taper
 Cône à bout plat


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016
-----------------------------	-----	-----

Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
-------------------------------	-----	-----

 Shank

ISO	REF
-----	-----

 FG ■ T806 314 172 544... **847- ... TSC- FG 014 016**

■ C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte
■ SC	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire

Grob/Coarse/Gros	151 µm
Supergrob/Supercoarse/Supergros	181 µm


ISO 534
ISO 544

TURBO Diamantinstrumente • TURBO Diamond Instruments Instruments diamantés TURBO

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

847KR (546)


Konus, Kante rund
KR Taper, Modified Shoulder
Bout arrondi



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	8,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>	
FG ■ T806 314 546 544... 847KR- ... TSC-FG 016	

848 (173)

Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	016	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>		
FG ■ T806 314 173 534... 848- ... TC- FG 016		
FG ■ T806 314 173 544... 848- ... TSC- FG 016 018		

848L (174)


Konus, lang
Long Flat End Taper
Cône long



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	11,5
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>	
FG ■ T806 314 174 534... 848L- ... TC-FG 014	

850 (199)


Konus rund
Round End Taper
Cône rond



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>				
FG ■ T806 314 199 534... 850- ... TC- FG 012 014 016 018				
FG ■ T806 314 199 544... 850- ... TSC- FG 014 016 018				

855 (197)


Konus, rund
Round End Taper
Cône à bout arrondi



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	014	025
Länge-Length in mm - longueur	6,0	7,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>		
FG ■ T806 314 197 544... 855- ... TSC-FG 014 025		

856 (198)

Konus rund
Round End Taper
Cône ronde



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	012	014	016	018	025
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>					
FGM ■ T806 313 198 544... 856- ... TSC-FGM 014 016 018					
FG ■ T806 314 198 534... 856- ... TC- FG 012 016					
FG ■ T806 314 198 544... 856- ... TSC-FG 012 014 016 018 025					

858 (165)

Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>	
FG ■ T806 314 165 544... 858- ... TSC- FG 014	

859 (166)


Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>	
FG ■ T806 314 166 544... 859- ... TSC- FG 018	

862 (249)


Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>		
FG ■ T806 314 249 544... 862- ... TSC- FG 012 014		

863 (250)

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small> <small>REF</small>			
FG ■ T806 314 250 534... 863- ... TC- FG 014			
FG ■ T806 314 250 544... 863- ... TSC- FG 012 014 016			

■ **C** Grüner Ring/Green ring/Bague verte
■ **SC** Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire

Grob/Coarse/Gros 151 μ m ISO 534
Supergrob/Supercourse/Supergros 181 μ m ISO 544

TURBO Diamantinstrumente • TURBO Diamond Instruments Instruments diamantés TURBO

877K (297)

Torpedo, konisch
Curettage
Torpille conique, Curettage




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	6,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>

FG ■ T806 314 297 544... **877K- ... TSC-FG 014**

878 (289)

Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>	

FG ■ T806 314 289 534... **878- ... TC-FG 012 014**
 FG ■ T806 314 289 544... **878- ... TSC-FG 012 014**

878K (298)

Torpedo, konisch
Curettage
Torpille conique, Curettage




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>		

FG ■ T806 314 298 534... **878K- ... TC-FG 014 018**
 FG ■ T806 314 298 544... **878K- ... TSC-FG 014 016**

879 (290)

Torpedo
Beveled Cylinder
Torpille




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>		

FG ■ T806 314 290 534... **879- ... TC-FG 012 014 016**
 FG ■ T806 314 290 544... **879- ... TSC-FG 012 014 016**

879K (299)

Torpedo, konisch
Curettage
Torpille conique, Curettage




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>			

FG ■ T806 314 299 534... **879K-...TC-FG 014 016 018**
 FG ■ T806 314 299 544... **879K-...TSC-FG 012 014 016 018**

879L (291)

Torpedo, lang
Torpedo, long
Longue



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	12,0	12,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>	

FG ■ T806 314 291 544... **879L- ... TSC-FG 012 014**

881 (141)

Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre à bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>	

FG ■ T806 314 141 534... **881- ... TC-FG 012 014**

882 (142)

Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre à bout arrondi



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>	

FG ■ T806 314 142 534... **882- ... TC-FG 012 014**

885 (130)

Zylinder, spitz
Beveled Cylinder
Cylindre pointu




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	8,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>

FG ■ T806 314 130 544... **885- ... TSC-FG 012**

886 (131)

Zylinder, spitz
Beveled Cylinder
Cylindre pointu



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0
Shank <small>ISO</small>	<small>REF</small>	

FG ■ T806 314 131 544... **886- ... TSC-FG 012 014**

■ **C** Grüner Ring/Green ring/Bague verte
 ■ **SC** Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire

Grob/Coarse/Gros
 Supergrob/Supercoarse/Supergros

151 µm
 181 µm
 ISO 534
 ISO 544