


Diamantinstrumente • Diamond Instruments • Instruments diamantés

Periodont Set • Periodont set • Set pour surfer les racines - Periodont Set


REF SET-1526



831
(267)



Periodont Instrument
Periodont Instruments
Instruments de parodontie



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge - Length in mm - longueur	7,0
L1 mm	14,0

Shank	ISO	REF	1
RAL	■ 806 205 267 524...	831- ... M- RAL	012
RAL	■ 806 205 267 514...	831- ... F- RAL	012
RAL	■ 806 205 267 504...	831- ... SF- RAL	012

⌚ opt. 12.000 rpm

832
(258)



Periodont Instrument
Periodont Instruments
Instruments de parodontie



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge - Length in mm - longueur	5,0
L1 mm	14,0

Shank	ISO	REF	1
RAL	■ 806 205 258 524...	832- ... M- RAL	014
RAL	■ 806 205 258 514...	832- ... F- RAL	014
RAL	■ 806 205 258 504...	832- ... SF- RAL	014

⌚ opt. 12.000 rpm

Instrumente auch in Hartmetall erhältlich.

Instruments are also available made of Tungsten Carbide.

Les instruments sont disponibles également en carbure de tungstène.

siehe Seite/see page/voir à la page 2.17

831L
(268)



Periodont Instrument
Periodont Instruments
Instruments de parodontie



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge - Length in mm - longueur	7,0
L1 mm	19,0

Shank	ISO	REF	1
RAXL	■ 806 206 268 524...	831L- ... M- RAXL	012
RAXL	■ 806 206 268 514...	831L- ... F- RAXL	012
RAXL	■ 806 206 268 504...	831L- ... SF- RAXL	012

⌚ opt. 12.000 rpm

832L
(259)



Periodont Instrument
Periodont Instruments
Instruments de parodontie



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge - Length in mm - longueur	5,0
L1 mm	19,0

Shank	ISO	REF	1
RAXL	■ 806 206 259 524...	832L- ... M- RAXL	014
RAXL	■ 806 206 259 514...	832L- ... F- RAXL	014
RAXL	■ 806 206 259 504...	832L- ... SF- RAXL	014

⌚ opt. 12.000 rpm



Nach dem Entfernen der Beläge mit den diamantierten Instrumenten wird eine Glättung der Wurzeloberfläche mit den Hartmetall-Periodontinstrumenten empfohlen.

After having removed the accretion with diamond instruments the root surface is smoothed with periodontal carbide instruments.

Après avoir éliminé les dépôts à l'aide des instruments diamantés, nous recommandons un surfacage radiculaire à l'aide des instruments de parodontie en carbure de tungstène.

■ M	Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Mittel/Medium/Standard	100 µm	ISO 524
■ F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	30 µm	ISO 514
■ SF	Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	15 µm	ISO 504