


## Spezialinstrumente für die Parodontologie • Special Instruments for Periodontics • Instruments spéciaux pour la parodontologie

Zum Glätten der Wurzeloberfläche, nach dem Entfernen der Beläge mit den diamantierten Periodontinstrumenten.

For smoothing the root surface after having removed the accretion with periodontal diamond instruments.

Pour le surfacage radiculaire après l'enlèvement des dépôts à l'aide des instruments diamantés de parodontie.

### Periodont Set



REF SET-1540



### H747 (261)

Periodont Instrument I  
Periodont Instruments I  
Instruments de parodontie I



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	010
Länge-Length in mm - longueur	5,55

Shank ISO REF  5

RAL 500 205 261 001... H747 - ... -RAL 010

opt. 12.000 rpm

### H747L (261)

Periodont Instrument II  
Periodont Instruments II  
Instruments de parodontie II



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	010
Länge-Length in mm - longueur	5,55

Shank ISO REF  5

RAXL 500 206 261 001... H747L - ... -RAXL 010

opt. 12.000 rpm

### H758 (258)

Periodont Instrument III  
Periodont Instruments III  
Instruments de parodontie III



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	2,75

Shank ISO REF  5

RA 500 204 258 001... H758 - ... -RA 012

opt. 12.000 rpm

### H758L (258)

Periodont Instrument IV  
Periodont Instruments IV  
Instruments de parodontie IV



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	2,75

Shank ISO REF  5

RAXL 500 206 258 001... H758L - ... -RAXL 012

opt. 12.000 rpm

Instrumente auch in diamantiert erhältlich, siehe Seite 1.32  
Instruments are also available as Diamond Burs, see page 1.32

Les instruments sont disponibles également en fraises diamantée, regardez à la page 1.32