

## Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie







### NTI ProphylaxeMaster

zum Beseitigen von Zahnbelägen und Verfärbungen. Reinigen auch ohne Polierpaste, durch in die Polierkörper eingearbeitete Abrasivstoffe.

Specially designed polishers which incorporate a superfine abrasive grit, for tooth cleansing without the use of polishing paste.

Pour éliminer le tartre, pas de pâte à polir nécessaire grâce à des substances abrasives incorporées dans l'instrument.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	050	030	060	060	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0
Shank 	 12/100	 12/25/100	 12/25/100	 12/100	 12/25/100
RA 658 204 ...	243 512 ...	243 512 ...	030 512 ...	034 512 ...	034 511 ...
REF	<b>P1232</b>	<b>P1233</b>	<b>P1235</b>	<b>P1238</b>	<b>P1239</b>


⌚ opt. 5,000 rpm



**NTI ProphylaxeMaster bitte mit Wasserspray verwenden !**

**Please use NTI ProphylaxeMaster with water spray !**

**Veillez utiliser le NTI ProphylaxeMaster avec un spray d'eau !**



### Prophylaxe Polierer mit Snap-on Mandrel Prophylaxis cups with snap-on mandrel Coupes de Prophylaxie

zum Einsatz mit Polierpasten.




Der wiederverwendbare Träger macht ihn besonders wirtschaftlich.

For use with polishing paste, highly economical due to re-usable mandrel.

Avec mandrin à montage par pression à utiliser avec une pâte à polir. Très économique car le mandrin est réutilisable.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	060	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,0	7,0

Shank 	 25+1 M037 100+2 M037	 6/100
020 900 ...	034 000 ...	
RA 312 204 ...		607 000 ...
REF	<b>P1250</b>	<b>M037</b>

⌚ opt. 5,000 rpm

### Prophylaxe Bürstchen aus Nylon Prophylaxis Brushlets made of nylon Brosses de Prophylaxie





in Zylinderform, mit Spitze und Topfform für alle Reinigungsaufgaben in der Prophylaxe.

In cylinder, cup and point shape for all cleansing purposes.

En cylindre ou pointe pour tous les nettoyages.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	035	035	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	6,0	6,0	6,0


Shank 	 12/100	 12/100	 12/25/100
REF	<b>P1255</b>	<b>P1256</b>	<b>P1257</b>

⌚ opt. 2,000 rpm



REF Set-1643

**Prophylaxe Set 1**  
**Prophylaxis Set 1**  
**Coffret de prophylaxie 1**



REF Set-1644

**Prophylaxe Set 2**  
**Prophylaxis Set 2**  
**Coffret de prophylaxie 2**