

REF 4056

 Lieferung ohne Instrumente
 Supply without instruments
 Livraison sans instruments

REF 4057

 Lieferung ohne Instrumente
 Supply without instruments
 Livraison sans instruments

Bohrerstände • Bur Blocks • Porte-fraises

Bohrerstände FG
 20 Bohrungen für FG-Schaft
Bur Block FG
 20 inserts for FG shanks
Porte-fraises FG
 20 trous pour la tige FG

Bohrerstände FG/RA
 10 Bohrungen FG-Schaft
 5 Bohrungen FGL-Schaft
 5 Bohrungen RA-Schaft
Bur Block FG/RA
 10 inserts for FG shanks
 5 inserts for FGL shanks
 5 inserts for RA shanks
Porte-fraises FG/CA
 10 trous pour la tige FG
 5 trous pour la tige FGL
 5 trous pour la tige CA

REF 4061


Bohrerstände RA
 20 Bohrungen für RA-Schaft
RA Bur Block
 20 inserts for RA shanks
Porte-fraises CA
 20 trous pour la tige CA

Vorteile und Einsatzbereiche:
 Die glatten Oberflächen des Deckels aus rostfreiem Stahl und des Aluminiumsockels erleichtern die Pflege.
 Spezialkonstruktion bietet sicheren Halt für lange und kurze Instrumente.
 Die flache Form passt in alle Schubladen.

Advantages and applications:
 The smooth surface of stainless steel lid and the aluminium base facilitates cleaning.
 The special design provides secure retention for long and short instruments.
 The flat shape fits in any size of drawers.

Les avantages et les domaines d'application:
 La surface lisse en acier inoxydable facilite le nettoyage. Grâce à sa construction spéciale, le porte-fraises peut accueillir aussi bien les instruments diamantés à tige courte que les instruments normaux.
 La forme aplatie du porte-fraises est appropriée à tous les tiroirs.