



Retopin Rot .021" 7.40  
 Retopin Red .021"  
 Retopin Rouge .021"



Reto-Minipin Grün .017" 7.40  
 Reto-Minipin Green .017"  
 Reto-Minipin Vert .017"



Zubehör für Retopins 7.40  
 Accessories for Retopins  
 Accessoires pour Retopin



TRI-STAR, Schaft zylindrisch 7.41  
 TRI-STAR, cylindrical shank  
 TRI-STAR, Tige cylindrique



TRI-JET, Schaft konisch 7.41  
 TRI-JET, tapered shank  
 TRI-JET, Tige conique



Vorböhrer für alle parapulpären Stifte 7.41  
 Drills for all parapulpal retention pins  
 Forets préparatoires pour tous les tenons parapulpaires



Zubehör für Retopins, TRI-STAR, TRI-JET 7.41  
 Accessories for Retopins, TRI-STAR, TRI-JET  
 Accessoires pour Retopin, TRI-STAR, TRI-JET




Pin Bender 7.41

# Parapulpäre Retentionsstifte

## Parapulpal Retention Pins

### Tenons dentinaires de rétention



Parapulpäre Stifte zur Fixierung von Compositefüllungen und als Verdreh-sicherung für Titanwurzelstifte. Die hochwertigen Materialien der Parapulpären Stifte verhindern die Entstehung von Oxidationen. Dies vermeidet Verfärbungen und kritische physische Reaktionen der Patienten. Die goldfarbenen Retopins bieten einen neutralen Hintergrund im Composite. Das mindert die Gefahr von Farbschattierungen. Hochpräzise gefertigte Instrumente und Stifte garantieren den sicheren Halt in jedem Einsatzbereich.

Parapulpal pins for the fixation of composite fillings and as a rotational stop for titanium root posts. The high quality materials used for the parapulpal pins will not oxidise. This therefore prevents discolouration and critical physical reactions within patients.

The gold coloured Retopins provide a neutral background within the composite. This reduces the risk of a dark hue. These high-precision manufactured instruments and pins guarantee secure retention in every area of application.

Tenons dentinaires pour la fixation des obturations en composite; ils peuvent aussi être utilisés comme sécurité anti-torsion pour les tenons radiculaires en titane.

Ces tenons dentinaires fabriqués à l'aide de matériaux de grande qualité ne s'oxydent pas, ce qui évite également les décolorations et les réactions physiques critiques des patients.

Les Retopins de couleur or permettent d'obtenir un fond neutre dans le composite. Cela réduit le risque d'apparition d'un dégradé de teintes. La fabrication très précise des instruments et des tenons permet d'obtenir une rétention assurée dans toutes les situations cliniques.

## Parapulpare Retentionsstifte Parapulpal Retention Pins • Tenons parapulpaire

### RETOPIN

der auswechselbare Retentionsstift vergoldet oder aus Titan mit dem wiederverwendbaren Mandrell  
The interchangeable Retention pin goldplated or made from pure Titanium with the reusable shank.  
Retopin – le tenon de rétention amovible, doré ou en titane, avec le mandrin réutilisable.

Größe/Size / Tailles	ø mm	.021"/0,6 mm	.021"/0,6 mm
<b>Retopin Rot .021"</b> ø 0,60 mm			
<b>Retopin Red .021"</b> ø 0.60 mm			
<b>Retopin Rouge .021"</b> ø 0,60 mm			
<b>Sortiment • Assortment • Assortiment</b>			
25 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff			
25 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle			
25 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé			
<b>klein • standard • petit</b>		<b>W2007</b>	<b>W2010</b>
50 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff			
50 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle			
50 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé			
<b>groß • economy • grand</b>		<b>W2006</b>	<b>W2009</b>

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie

Größe/Size / Tailles	ø mm	.017"/0,5 mm	.017"/0,5 mm
<b>Reto-Minipin Grün .017"</b> ø 0,50 mm			
<b>Reto-Minipin Green .017"</b> ø 0.50 mm			
<b>Reto-Minipin Vert .017"</b> ø 0,50 mm			
<b>Sortiment • Assortment • Assortiment</b>			
25 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff			
25 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle			
25 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé			
<b>klein • standard • petit</b>		<b>W2026</b>	<b>W2029</b>
50 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff			
50 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle			
50 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé			
<b>groß • economy • grand</b>		<b>W2031</b>	<b>W2028</b>

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie

#### Nachfüllpackung

#### Refill pack

#### Recharge

verpackt zu/packed in/emballé par	100	100
Größe/Size/Taille ø mm	.021"/0,6 mm	.021"/0,6 mm
für Stifte /for pins/pour Tenons		
	<b>W2008</b>	<b>W2011</b>

Abb. 2:1

#### Nachfüllpackung

#### Refill pack

#### Recharge

verpackt zu/packed in/emballé par	100	100
Größe/Size/Taille ø mm	.017"/0,5 mm	.017"/0,5 mm
für Stifte /for pins/pour Tenons		
	<b>W2027</b>	<b>W2030</b>

Abb. 2:1

### Zubehör für Retopins Accessories for Retopins Accessoires pour Retopin

Mandrell Standard für Stifte .021" vergoldet oder Titan  
Mandrel for Pins .021" gold-plated or Titanium  
Mandrin pour tenons .021" en doré ou titane


verpackt zu/packed in/emballé par	10
	<b>W2037</b>

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie

Mandrell 4 mm verlängert für Retopin .021"/Reto-Minipin .017"  
Mandrel 4 mm extension for Retopin .021"/Reto-Minipin .017"  
Mandrin 4 mm allongé pour Retopin .012"/Reto-Minipin .017"

verpackt zu/packed in/emballé par	10
	<b>W2038</b>

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie



# Parapulpäre Retentionsstifte Parapulpal Retention Pins • Tenons parapulpaires

## TRI-STAR

Schaft zylindrisch  
cylindrical shank  
Tige cylindrique



## TRI-JET

Schaft konisch  
tapered shank  
Tige conique



Größe/Size/taille	ø mm	.017"/0,5 mm	.021"/0,6 mm	.027"/0,8 mm	.017"/0,5 mm	.021"/0,6 mm	.027"/0,8 mm
-------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Sortiment • Assortment • Assortiment

25 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff • 25 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle • 25 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé

**klein • standard • petit**                      **W2013**                      **W2016**                      **W2018**                      **W2021**                      **W2023**                      **W2025**

50 montierte Stifte, 2 Bohrer, 1 Handgriff • 50 mounted Pins, 2 Drills, 1 Handle • 50 Tenons montés, 2 Forets, 1 Clé

**groß • economy • grand**                      **W2012**                      **W2015**                      **W2017**                      **W2020**                      **W2022**                      **W2024**


Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie

## Zubehör für Retopins, TRI-STAR, TRI-JET Accessories for Retopins, TRI-STAR, TRI-JET Accessoires pour Retopins, TRI-STAR, TRI-JET

### Vorbohrer für alle parapulpären Stifte

### Drills for all parapulpal retention pins

### Forets préparatoires pour tous les tenons parapulpaires



verpackt zu/packed in/emballé par	6	6	6	
Größe/Size/Taille	ø mm	.017"/0,5 mm	.021"/0,6 mm	.027"/0,8 mm
	<b>W2014</b>	<b>W2003</b>	<b>W2019</b>	

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie




Handgriff blau, zum  
Eindreihen der Stifte von Hand  
Handle blue permits manual  
insertion of the pins  
Clé bleue pour fixation  
manuelle des tenons



verpackt zu/packed in/emballé par	1
	<b>W2004</b>

Abb. vergrößert/amplified size/illustration grossie

## Pin Bender



Größe/Size/Taille	ø mm	.017"/0,5 mm	.021"/0,6 mm	.027"/0,8 mm
für Stifte/for Pins/pour tenons		grün/green/verte	rot/red/rouge	gelb/yellow/jaune
	<b>REF</b>	<b>W2040</b>	<b>W2041</b>	<b>W2042</b>

Abb. verkleinert/reduced size/illustration réduite