

## Zubehör • Accessories • Accessoires

### Reinigungsstein für Diamantschleifer

Verschmutzte und zugeschmierte Diamantinstrumente können mit dem Reinigungsstein einfach wieder aktiviert werden. Bitte den Reinigungsstein vorher in Wasser einlegen bis keine Blasen mehr aufsteigen, dann kurz ca. 2-3 Sekunden das rotierende Instrument über den Stein ziehen.

### Cleaning stone

Dirty and clogged up diamond instruments can be easily restored using the dressing stone. Before use immerse the dressing stone in water until no bubbles are released. Then move the rotating instrument over the stone for approx. 2-3 seconds.

### Pierre de nettoyage

Les instruments diamantés souillés et en crassés peuvent facilement être de nouveau activés avec la pierre de nettoyage. Tremper SVP la pierre de nettoyage préalablement dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle; puis appliquer rapidement l'instrument rotatif sur la pierre pendant 2 à 3 secondes.



Länge - Length in mm - longueur 100



REF **G9920**

Abb. verkleinert/reduced size/illustration réduite



### Diamantierter Abrichtstein

beidseitig belegt zum Zentrieren, Zurichten und Reinigen von Gummipolierern und Steinen.

### Diamond Dressing Stone

For dressing, shaping and restoring deformed abrasives, both sides coated.

### Pierre diamantée de modelage


Garnie des deux côtés, pour centrer, dresser et nettoyer les polissoirs en silicone et les pierres.



Länge - Length in mm - longueur 116



REF **P4060**



## Scheibenträger • Disc Mandrels • Mandrins pour disques

Scheibenträger  
303 RF/050 RA, rostfrei  
Screw Type Special Mandrel  
303 SS/050 RA stainless steel  
Mandrin pour disques, 303 RF/050,  
tige CA, acier inoxydable



Größe/Size/taille  $\varnothing$  1/10 mm 050  
Länge - Length in mm - longueur 5,0

Shank   REF

RA 330 204 604 391 050 **M005**

⌚ opt. 12.000 rpm

Snap-on Mandrel  
Winkelstück RA, vernickelt  
Snap-on Mandrel RA shank,  
nickel plated  
Mandrin „Snap on“,  
tige CA, nickelé



Größe/Size/taille  $\varnothing$  1/10 mm 050  
Länge - Length in mm - longueur 5,0

Shank   REF

RA 312 204 607 000 050 **M037**

⌚ opt. 2.000 - 5.000 rpm

## Träger für „Moore“- discs Mooremandrel Mandrin Moore

Träger für Moore-discs RA  
vernickelt

Moore Mandrel RA  
nickel plated

Mandrin Moore, tige CA,  
nickelé



Größe/Size/taille  $\varnothing$  1/10 mm 060  
Länge - Length in mm - longueur

Shank   REF

RA 312 204 615 421 060 **M019**

⌚ opt. 12.000 rpm