

## Spannzangen - Einsätze vernickelt • Reducing Sleeves nickel plated • Réducteurs nickelé

für Spannzange  $\varnothing$  2,35 mm  
 auf  $\varnothing$  1,60 mm  
 for chuck  $\varnothing$  2.35 mm  
 into  $\varnothing$  1.60 mm  
 pour pince  $\varnothing$  2,35 mm  
 à  $\varnothing$  1,60 mm



12/100 REF **M032**

opt. 20.000 rpm

für Spannzange  $\varnothing$  3,0 mm  
 auf  $\varnothing$  2,35 mm  
 for chuck  $\varnothing$  3.0 mm  
 into  $\varnothing$  2.35 mm  
 pour pince  $\varnothing$  3,0 mm  
 à  $\varnothing$  2,35 mm



12/100 REF **M033**

opt. 20.000 rpm

## FG Bohrerhalter • FG Adapter • Adapteurs FG

**Sicher und schnell** befestigen Sie Ihr FG Instrument im Instrumentenhalter für Winkelstück RA oder Handstück HP durch einfaches Einschieben. Der Schaft ist wie eine selbstklemmende Spannzange ausgebildet. Einmal eingeschoben, bleibt das Instrument bis zum Stumpfwerden im Halter. Durch rostfreien Spezialstahl kann der Halter mit dem Instrument mit allen handelsüblichen Lösungen und im Autoklav sterilisiert werden.

**Fast and safe** insertion of your FG instrument into the RA or HP adapter, by simply pushing it in. The adapter shank is constructed like a snap-on clamping sleeve. Once inserted, the instrument will remain in the adapter until it has become dull. Made from special stainless steel, the adapter together with the instrument can be sterilized in any normally used solution or in the autoclave.

**Sécurité et rapidité** - insérez votre instrument FG dans l'adaptateur pour CA ou PM. La tige est conçue comme une pince autoserrante. Une fois inséré, l'instrument reste dans l'adaptateur jusqu'à ce que la fraise soit usée. Fabriqué à partir d'un acier inoxydable spécial, l'adaptateur avec l'instrument peut être stérilisé dans toutes les solutions usuelles ainsi que dans l'autoclave.

FG - Adapter, rostfrei

FG Adapter,  
 stainless steel

Adapteurs FG, acier inoxydable

**RA**

13 mm

**HP**

35 mm

Shank ISO 6/100 REF

**M024**

**M025**

opt. 20.000 rpm

### FG Bohrerhalter

Mit dem FG Bohrerhalter kann jedes FG Instrument auch im Handstück ( $\varnothing$  2,35 mm) eingesetzt werden.

### FG Adapter

Any FG - Instrument can be converted to a hand-pieces ( $\varnothing$  2.35 mm) by means of this FG Adapter.

### Adpteurs FG

Avec l'adaptateur FG, tout instrument FG peut être utilisé dans une pièce à main ( $\varnothing$  2,35 mm)

Größe/Size/taille  $\varnothing$  1/10 mm

016

Shank ISO 6/100 REF

HP 330 **104** 612 434 016

**M022**

opt. 20.000 rpm

