



SL

Glede referenčnih števil **828-026M-FG; 828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG.**

Odstopajoče od skupine pacientov, navedene v razdelku »5. Predvidene skupine pacientov« veljavnih navodil za uporabo za diamantne brusilne instrumente Dental B33 REV.1, so diamantni brusilni instrumenti za označevanje globine v okviru priprave krna za krono namenjeni izključno za uporabo pri odraslih oz. pacientih s stalnimi zobmi. Teh instrumentov ne uporabljajte na mlečnih zobeh. Pri izbiri dentalnih diamantnih brusilnih instrumentov za zdravljenje oz. pacienta je treba vedno upoštevati anatomsko stanje prizadetega/-ih zob/-a.

EL

Σχετικά με τους κωδικούς αναφοράς **828-026M-FG; 828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG.**

Κατά παρέκκλιση από τις ομάδες ασθενών που αναφέρονται στην ενότητα "5. Προοριζόμενες ομάδες ασθενών" των ισχυουσών οδηγιών χρήσης για τα Οδοντιατρικά Λειαντικά εργαλεία διαμαντιού B33 ANAG.1, τα Λειαντικά εργαλεία διαμαντιού για τη σήμανση βάθους στο πλαίσιο της παρασκευής κολοβωμάτων στεφανιών προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε ενήλικες ή ασθενείς με μόνιμα δόντια. Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία σε νεογλά δόντια. Κατά την επιλογή των Οδοντιατρικών Λειαντικών εργαλείων διαμαντιού για μια θεραπεία ή έναν ασθενή, πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι ανατομικές συνθήκες του(των) πάσχοντος(ων) δοντιού(ών).

HR

Odnosi se na referentne brojeve **828-026M-FG; 828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG.**

S iznimkom skupine pacijenata navedene u odjeljku 5 „Predvidene skupine pacijenata“ važećih uputa za uporabu za stomatološke dijamantne brusne instrumente B33 REV. 1, dijamantni brusni instrumenti namijenjeni su za označavanje dubine u okviru pripreme bataljka za krunicu isključivo za primjenu u odraslih odn. pacijenata s trajnim zubima. Nemojte primjenjivati ove instrumente na mlječnim zubima. Pri odabiru stomatoloških dijamantnih brusnih instrumenata za tretman zuba odn. pacijenta u načelu se u obzir moraju uzeti anatomske karakteristike dotičnog zuba/dotičnih zubi.

UK

Застосовується для моделей виробів **828-026M-FG; 828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG.**

На відміну від груп пацієнтів, визначених у пункті «5. Передбачувані групи пацієнтів» чинних інструкцій із застосування абразивних алмазних інструментів Dental B33 REV.1, абразивні алмазні інструменти для розмітки глибини під час препарування зуба під коронку призначені виключно для використання в дорослих або пацієнтів із постійними зубами. Не використовуйте ці інструменти на молочних зубах. Під час підбору абразивних алмазних інструментів Dental для конкретного лікування або пацієнта завжди необхідно враховувати анатомічні особливості ураженого(-их) зуба(-ів).